

WoLNとヘルスコネクトの設定方法について

ステップ 1

「Google Fit」アプリのインストールを確認する。



ステップ 2


「ヘルスコネクト」アプリをインストールする。



※Android14以上の端末では最初からインストールされているため、ダウンロードは不要

ステップ 3

「Google Fit」アプリで「ヘルスコネクト」との連携設定をする。



詳細は別紙参照→→→

ステップ 4

Google Playストアより「WoLN」を検索し、最新版にアップデートする。



ステップ 5

「ヘルスコネクト」アプリと「WoLN」アプリのデータ連携する。



「OK」をタップします。

ヘルスコネクトの「連携確認」をタップします。

「OK」をタップします。



下にスクロールして「アプリの権限」をタップします。

「アクセスが許可されていないアプリ」のWoLNをタップします。

「すべて許可」のボタンをタップします。

「すべて許可」が「ON」の状態になっていれば完了です。

「Google Fit」アプリの「ヘルスコネク」との連携設定について

詳細手順

「Google Fit」アプリで「ヘルスコネク」との連携設定をする。



-1-
「プロフィール」を
タップします。

-2-
歯車のアイコンを
タップします。

-3-
「Fitとヘルスコネク
を同期する」のボタン
をタップします。

-4-
「設定」をタップ
します。

-5-
「すべて許可」の
ボタンをタップ
します。

-6-
「許可する」を
タップします。

-7-
「完了」ボタンを
タップして連携
設定は完了です。

